



Laboratoire : US191 PROTOCOLE Implantation : Brest Version 1.0 Page 1/13

Sommaire

1.	Pré	sentation	2
2.	Pré	requis	2
3.		tallation	
3	.1.	Téléchargement du projet	3
	3.1.	.1. En ligne de commande	3
	3.1.	.2. Avec le client graphique Tortoise	4
	3.1.		
4.	Usa	age	6
4	.1.	Concaténation des données	6
	4.1.	.1. interpTSG_CO2_O2	6
	4.1.		7
	4.1.	.3. interpCO2_O2	7
4	.2.	Affichage des données	7
5.	Tes	st unitaires	
6.	Anı	nexes	10
6	5.1.	Exemple de session Matlab	10
ϵ	5.2.	Exemple de tracé de la route pour l'affichage du CO2 et O2	12
7	Cori	vi des versions de ce decument	12





Laboratoire: US191 PROTOCOLE
Implantation: Brest Version 1.0
Page 2/13

1. Présentation

A l'aube de la révolution industrielle, la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'était que de 280 ppm. Deux siècles et demi plus tard, cette concentration dépasse les 400 ppm.

La conséquence de sa présence accrue dans l'atmosphère est un effet de serre bien connu à l'origine d'un réchauffement climatique à l'échelle globale

L'augmentation de l'effet de serre conduit à une augmentation de la température terrestre et à celle des océans. Tout le système climatique est impacté car l'évaporation et les précipitations sont modifiées.

Les émissions CO2 d'origine humaine sont absorbées pour 1/3 par les forêts et pour 1/3 par les océans. Un tiers reste donc dans l'atmosphère ce qui conduit à une augmentation de l'effet de serre.

Le CO2 est présent dans l'atmosphère depuis des millions d'années et l'effet de serre est aussi ancien. Grâce à lui, la température terrestre est plus ou moins régulée et propice aux écosystèmes actuels.

Sur deux des 12 navires que comporte le réseau d'observation de l'IRD (voir image du réseau d'observation à l'adresse: http://www.legos.obs-mip.fr/en/share/soa/cgi/getobs/v0.2a/index.pl.cgi?contexte=SSS&donnees=TSG&suivi=TPS-REEL&env=NAVIRE&menu=SPATIAL), nous réalisons des mesures de salinité / température, des mesures de CO2 et des mesures de d'oxygène qui permettent de bien comprendre ce qui se passe à l'interface océan / atmosphère.

Un programme Matlab écrit par Yves (interpTSG_CO2) permettait de concaténer les données du fichier TSG au format. TSGQC et le fichier CO2 au format csv dans un seul fichier csv en réalisation une interpolation.

L'objectif de ce programme est d'interpoler les données dans un fichier unique (TSG+CO2+O2), puis de corriger la valeur O2 brute en utilisant la salinité correspondante du thermosalinographe.

2. Prérequis

Afin de pouvoir utiliser le programme, vous aurez besoin :

- du logiciel MATLAB
- de la toolbox m map
- des fichiers de données à concaténer (minimum CO2 et TSG)





Laboratoire: US191 PROTOCOLE
Implantation: Brest Version 1.0
Page 3/13


3. Installation

3.1. Téléchargement du projet


3.1.1. En ligne de commande

Pour installer le projet, commencez par le télécharger de dépôt github où vous avez deux possibilités :

• Télécharger directement le projet comme suit et décompresser le dossier



- Télécharger via un outil git (Tortoise git ou autres)
 Avec GitBash
 - 1. Clic droit, Git Bash Here








Laboratoire: US191 PROTOCOLE
Implantation: Brest Version 1.0
Page 4/13

2. Entrez la commande

git clone https://github.com/jgrelet/Iliade-CO2-O2.git

```
$ git clone https://github.com/jgrelet/Iliade-C02-02.git
Cloning into 'Iliade-C02-02'...
remote: Enumerating objects: 86, done.
remote: Counting objects: 100% (86/86), done.
remote: Compressing objects: 100% (62/62), done.
remote: Total 518 (delta 44), reused 59 (delta 24), pack-reused 432
Receiving objects: 100% (518/518), 17.96 MiB | 80.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (301/301), done.
```

Vous avez ensuite accès au projet à l'emplacement où vous avez ouvert le terminal.



Vous pouvez ouvrir le dossier où se situe le programme :

3.1.2. Avec le client graphique Tortoise

🐒 Git clone - Torto	iseGit	×			
Clone Existing Re	Clone Existing Repository				
<u>U</u> RL:	https://github.com/jgrelet/Iliade-CO2-O2.git	▼			
<u>D</u> irectory:	D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-O2 Browse				
Depth	1 ☐ Recursive ☐ Clone into Bare Repo ☐ No Checkout				
Branch	☐ Origin Name ☐ LFS				
Load Putty	<u>K</u> ey				
From SVN Repos	tory				
☐ From <u>S</u> VN F	depository				
<u>T</u> runk:	trunk Tags: tags Branch: branches				
<u>F</u> rom:	0 User <u>n</u> ame:				
	OK Cancel Help				






Laboratoire: US191 PROTOCOLE
Implantation: Brest Version 1.0
Page 5/13

3.1.3. Contenu additionnel nécessaire

Afin d'afficher les fonds de cartes, vous aurez aussi besoin de la librairie M_MAP ainsi que les fonds de cartes à jour.

Une fois que le projet a été cloné et la toolbox m_map installée, lancez MATLAB. Vous devez ajouter le projet et la toolbox dans la variable MATLABPATH. Pour cela, il faut ouvrir la fenêtre de gestion des chemins (set path) et y ajouter nos deux composants :



Pour le projet, il faut choisir "Ajouter un dossier" et entrer le chemin de la toolbox m_map

Installer les traits de côtes GSHHS:

Allez sur http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/shorelines/data/gshhs/latest





Laboratoire : US191 PROTOCOLE Implantation : Brest Version 1.0 Page 6/13

Téléchargez l'archive gshhg-bin-2.3.6.zip et décompressez tout ou partie des fichiers qui s'y trouvent - gshhs_*.b, wdb_borders_*.b, et wdb_rivers_*.b pour les côtes, les frontières et les rivières respectivement, dans le répertoire qui se trouve dans m_map/private.

4. Usage

Le programme permet de concaténer différentes données : CO2, TSG et O2; et aussi d'afficher les données sous forme de graphiques et de fond de carte.

4.1. Concaténation des données

4.1.1. interpTSG_CO2_O2

Pour lancer le programme, il faut les données:

• co2 : fichier .csv avec un i à la fin de son nom

tsg: fichier .tsgqco2: fichier .oxy



Nom	Modifié le	Туре	Taille
cslo1902.oxy	30/06/2020 11:33	Fichier OXY	2 820 Ko
CSLO1902.tsgqc	30/06/2020 11:33	Fichier TSGQC	2 931 Ko
📑 cslo1902i.csv	30/06/2020 11:33	Classeur OpenOffi	3 804 Ko

On peut lancer le programme principal à partir du dossier où sont nos données avec la commande suivante :

>> interpCO2_TSG_02

Le programme va alors ouvrir successivement 3 fenêtres pour que vous choisissiez les fichiers de données. Le premier fichier à choisir est le fichier CO2, le second le fichier TSG et enfin le fichier O2. Dans l'exemple ci-dessus, l'ordre serait :

- 1. cslo1902i.csv
- 2. CSLO1092.tsgqc
- 3. cslo1902.oxy

Vous pouvez aussi lancer la commande avec leur chemin complet :





Laboratoire: US191 PROTOCOLE
Implantation: Brest Version 1.0
Page 7/13

>> interpC02_TSG_02 C:\path\CSL01902\cslo1902i.csv
C:\path\CSL01902\CSL01092.tsgqc C:\path\CSL01902\cslo1902.oxy

Lors de l'exécution du programme, une fenêtre de dialogue va s'afficher pour chaque fichier de résultat afin que vous choisissiez leur emplacement. Le premier va être la concaténation des données TSG et CO2. Le second sera la concaténation des données CO2, TSG et O2.

Vous pouvez choisir de lancer les concaténations une par une ou en lancer une seule en fonction des données que vous possédez. Il est à noter que la concaténation des données CO2 et O2 nécessite la concaténation précédente.

4.1.2. interpTSG_CO2

On peut lancer la concaténation des données TSG et CO2 avec la commande suivante :

>> interpTSG_CO2

Le programme va alors ouvrir une fenêtre de choix de fichier. Le premier fichier à choisir est le fichier CO2 et le second est le fichier TSG.

4.1.3. interpCO2 O2

On peut lancer la concaténation des données O2 et CO2 avec la commande suivante :

>> interpCO2_02

Le programme va alors ouvrir une fenêtre de choix de fichier. Le premier fichier à choisir est le fichier résultat de interpTSG_CO2 et le second est le fichier O2.

4.2. Affichage des données


Pour afficher les différentes données des fichiers d'origine et produits, il est possible d'utiliser les fonctions "trace":

- 1. traceCO2 : affiche les données du fichier .csv
 - 2. trace02 : affiche la concentration d'oxygène en µM et en ml/l
 - 3. traceMap: affiche la concentration en O2 et en CO2 sur deux cartes différentes






Laboratoire : US191 PROTOCOLE Implantation : Brest Version 1.0 Page 8/13







Laboratoire : US191 PROTOCOLE Implantation : Brest Version 1.0 Page 9/13



5. Test unitaires

Afin de vérifier le bon fonctionnement du programme, des tests unitaires sont disponibles. Pour lancer tous les tests, utilisez la commande:

>> runtests('tests');

Vous pouvez aussi lancer un test spécifique avec :

>> runtests('NomDuFichier');





Laboratoire: US191 PROTOCOLE
Implantation: Brest Version 1.0
Page 10/13

Vous pouvez même choisir de lancer une méthode d'un test en particulier

runtests('NomDuFichier', 'ProcedureName', 'nomMethode');

Voici la liste des tests disponibles :

Fichier	Nom	Description
TestFiles	openFiles	Vérifie que l'ouverture de fichier est possible avec les fichiers tests dans /tests/exemples
	lineNumber	Vérifie que le nombre de ligne lues par les fonction readAsciiO2 et readintertTSG_CO2 correspondent aux lignes existantes.
	readOxygen	Vérifie que les données O2 lues par la fonction readAsciiO2 sont correctement lues
	readCo2	Vérifie que les données CO2 lues par la fonction readintertTSG_CO2 sont correctement lues
	writeInterpTest	Vérifie que les données sont correctement écrites dans le fichier résultat.
TestInterpolation	interpolationTest	Vérifie que les résultats de la fonction interpolation sont cohérents
TestO2Compensation	compensationTest	Vérifie sur 10 données que les valeurs retournées par les formules de la fonction correct02Data sont corrects.

6. Annexes

6.1. Exemple de session Matlab

>> interpCO2_TSG_O2
Select the CO2 file
Select the TSG file
Select the O2 file
=== Files ===





Laboratoire: **US191 PROTOCOLE** Implantation: **Brest** Version 1.0 Page 11/13 D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-02\tests\exemple\CSL01902\cslo1902i.csv D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-02\tests\exemple\CSL01902\CSL01902.tsgqc D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-O2\tests\exemple\CSLO1902\cslo1902.oxy ======== >> Interpolation of TSG and CO2 data TSG CO2 interpolation Reading the data from the concat CO2 file ... ReadingD:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2 O2\tests\exemple\CSLO1902\cslo1902i.csv ... readConcatCO2 : DONE ... Reading the information file linked to the CO2 file ... WARNING : ini file not found =>D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-O2\tests\exemple\CSLO1902\cslo1902i_CO2.ini ... Reading the tsg data ... reading : D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-02\tests\exemple\CSL01902\CSL01902.tsgqc ... readAsciiTsgCO2 : DONE ... Selecting relevant TSG data ... selectTS : DONE ... Interpolating co2 and tsg ... interp : DONE ... Interpolating positions ... interp_POS : DONE ... Choose the location for the result file interpolation TSG/CO2 ... Writing results in : D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-O2\tests\exemple\resCO2_TSG.csv >> interpTSG_CO2 : DONE << >> Interpolation of O2 and CO2 data 02 CO2 interpolation Reading the data from TSG/CO2 interpolation ... readInterpTSG CO2 : DONE ... Reading data from oxygen file ... readAsciiO2 : DONE ... Interpolation of CO2 and O2 data ... interpolation : DONE ... Correcting 02 data ... Computing scaled temperature ... Computing solubility

... Computing salinity compensation ... Computing pressure compensation





Laboratoire: US191 PROTOCOLE
Implantation: Brest Version 1.0
Page 12/13

```
... Computing o2 concentration
... Computing O2 Saturation
... Writing data to structure
... Removing irrelevant data
... correctO2Data : DONE
... Choose the location for the result file interpolation 02/C02
... Writing results in :
D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-
O2\tests\exemple\resCO2_O2.csv Please wait ...
... writeInterpolation : DONE
>> interpCO2_O2 : DONE <<
>> TSG and CO2 interpolation saved in :
D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-
O2\tests\exemple\resCO2_TSG.csv
>> 02 and CO2 interpolation saved in :
D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-CO2-
O2\tests\exemple\resCO2_O2.csv
```

6.2. Exemple de tracé de la route pour l'affichage du CO2 et O2

```
>> traceMap
Select the 02/C02 interpolation file
D:\Users\jgrelet\Documents\git\Matlab\Iliade-C02-
02\tests\exemple\resC02_02.csv
... Printing map
... Printing map
```





Laboratoire: US191 PROTOCOLE Implantation: Brest Version 1.0 Page 13/13

7. Suivi des versions de ce document

Rédacteur		Approbateur	
Nom:	Yann Lenorment	Nom:	J Grelet
Fonction:	Stage LLIADE	Fonction:	Tuteur

Date	Version	Commentaires et modifications
02/07/2020	préliminaire	Version préliminaire
06/07/2020	06/07/2020 1.0 Mis au format de l'US191, ajout copies écran	

Relecteur	Date